

## CareMat®

scendiletto sensibile alla pressione  
per persone affette da demenza o con problemi di deambulazione

**versione senza fili**



**ELDAT RCP09**  
ricevitore radio  
con suoneria

### Assistenza sicura

Il sensore a tappetino CareMat® è stato creato per l'impiego in case di cura, case di riposo, ospedali, cliniche psichiatriche e alloggi protetti.

Si colloca **ai piedi del letto** e si integra **via radio** al sistema di chiamata interno.

Appena il paziente si alza e sale sul tappetino CareMat®, il sensore sensibile alla pressione attiva un allarme e si aziona il segnale di chiamata.

A qualsiasi ora del giorno e della notte, il personale sanitario saprà esattamente se il paziente ha lasciato il proprio letto.

Pratico e maneggevole, il sensore si trasporta facilmente e si può spostare dove serve.

CareMat® **minimizza il rischio di cadute e previene il vagabondaggio**, riducendo il pericolo che qualcuno abbandoni la struttura e si perda.

### Affidabile qualità

Il sensore CareMat® è un prodotto di qualità svizzero per impiego sanitario.

Si distingue per **lunga durata e affidabilità**.

È robusto, con **superficie stabile e antiscivolo**.

Il sistema **senza cavi** (868.3 MHz) riduce la "giungla di cavi" intorno al letto. Non prevede cablaggi e si installa velocemente.

CareMat® è fornito solo da partner commerciali qualificati che operano nel settore sanitario.

Il collegamento del sistema radio verrà effettuato dal vostro partner per integrarlo al vostro sistema di chiamata o cercapersona.

## Dettagli del prodotto

Il sensore sensibile alla pressione CareMat® viene proposto in più versioni: come **scendiletto**, rettangolare (A) oppure semicircolare (C), e come **tappeto soglia** (B).

In ogni camera viene installato un **ricevitore radio con suoneria RCP09**.

Quando il paziente poggia i piedi su CareMat®, mentre scende dal letto oppure varca la soglia, si attiva un allarme e il segnale viene inviato al ricevitore RCP09 che emette una segnalazione ottica e acustica.



**ELDAT RCP09**  
ricevitore radio  
con suoneria

### CareMat A - scendiletto rettangolare

1100 x 700 x 9 mm, spessore 15 mm

Il sensore CareMat® A è usato come tappetino scendiletto. La superficie estesa assicura la rilevazione del paziente che abbandona il letto.

Grazie alla forma ergonomica e alle 2 maniglie, si sposta e si trasporta agevolmente.

Materiale igienico di facile pulizia.



### CareMat C - scendiletto semicircolare

1100 x 700 x 9 mm, spessore 15 mm

CareMat® C è dimensionato come il modello A, però sagomato in forma semicircolare e dotato di 3 maniglie, per una presa ancora più comoda.



### CareMat B - tappetino ingresso

700 x 400 x 9 mm, spessore 15 mm

Il sensore CareMat® B viene usato come tappeto di ingresso sulla soglia della camera.

Leggero e con superficie ridotta, è collocabile ovunque. Utile quando persone bisognose di assistenza devono potersi muovere in sicurezza all'interno di un locale o uno spazio delimitato.



**osa+tech**  
INFORMATICA, IMPIANTI, SICUREZZA, SVILUPPO & PROGETTAZIONE.